

Accent *Prime*
Love Your Shape

***Ahora las zonas pequeñas pueden
verse simplemente perfectas.***

LA SOLUCIÓN DE ALMA PARA ZONAS PEQUEÑAS

Alma

DOS APLICADORES. UNA SOLUCIÓN SINÉRGICA.

PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ALMA PARA ZONAS PEQUEÑAS

A medida que el mercado de la medicina estética continúa evolucionando de acuerdo con las necesidades de los pacientes, Alma Lasers reconoce que la segmentación y la sinergia posibilitan una mayor efectividad y mejores resultados. Alma creó un concepto de tratamiento para zonas pequeñas que consiste en dos aplicadores innovadores: MiniSpeed y TuneFace. Esta solución integra las tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia y funciona de manera excelente con la galardonada y exitosa plataforma de modelado de cuerpo y rostro, Accent Prime.

La pareja perfecta: MiniSpeed y TuneFace

MiniSpeed se basa en una revolucionaria tecnología de ultrasonido creada para tratar las zonas más pequeñas y ofrecer un tratamiento completo. Esencialmente, es una versión a menor escala del aplicador UltraSpeed de Alma que utiliza una zona de contacto de sonotrodo de 55 mm de diámetro que emite ondas ultrasónicas guiadas a través de perfiles concéntricos para el modelado y la reducción del volumen de grasa a alta velocidad.

El aplicador TuneFace basado en radiofrecuencia, diseñado exclusivamente para tratamientos fijos de tensado de la piel, presenta un mecanismo de vacío asistido y complementa el protocolo para intensificar enormemente los resultados.

La combinación de los aplicadores MiniSpeed y TuneFace ofrece una **solución ideal para zonas pequeñas**, brindando mejores resultados para la reducción de la grasa y el tensado de la piel en zonas que por lo general son más difíciles de alcanzar.

Este protocolo sinérgico aprovecha lo mejor de ambos universos. Combina dos fuentes de energía diferentes, cada una con sus propias ventajas y zonas de tratamiento designadas, y garantiza la efectividad ofreciendo resultados impresionantes y duraderos.



Indicaciones:

MiniSpeed:

- Modelado corporal
- Celulitis
- Flacidez de la piel

TuneFace:

- Tensado de la piel
- Laxitud de la piel



Zonas de tratamiento:

MiniSpeed:

- Submentoniana
- Parte posterior del brazo

TuneFace:

- Submentoniana
- Rostro



Cortesía de: Departamento Clínico de Alma

“Cuando trabajo en zonas pequeñas, por lo general utilizo los aplicadores MiniSpeed y TuneFace. Esto me permite combinar dos tecnologías al mismo tiempo: radiofrecuencia y ultrasonido. Cada una aporta su propio beneficio y se complementan, ofreciendo un tratamiento más efectivo y mejores resultados generales. Creo que es la solución más novedosa para las zonas pequeñas”.

Doctor Guilherme de Almeida, Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil, Rqe 34945 crm 94411.

MiniSpeed: ultrasonido avanzado para la reducción de la grasa

El nuevo aplicador MiniSpeed está a la vanguardia tecnológica y distribuye la energía de ultrasonido de manera homogénea en toda la zona de tratamiento. De esta manera, reduce efectivamente el volumen de las células grasas en zonas difíciles. Su potencia tecnológica innovadora se basa en las siguientes características:

Ultrasonido de onda flexural

Esta tecnología patentada desarrollada por Alma para la lipólisis selectiva ataca específicamente las células adiposas dentro de todo el tejido, evitando eventos adversos con un tratamiento suave pero efectivo.

Comando de corriente

El Comando de corriente es un control automático de parámetros eléctricos del transductor basado en un algoritmo avanzado y en diseño electrónico. Los profesionales pueden definir el nivel de energía deseado en base al protocolo de tratamiento, la zona de tratamiento prevista y otros factores.

El Comando de corriente garantiza que el nivel de energía sea constante, independientemente de los cambios del entorno, como la temperatura ambiente, la duración del uso continuo del aplicador, los diferentes tipos de tejido humano, etc.

8 niveles de energía preestablecidos (grados)

Ocho niveles de energía diferentes predefinidos que permiten una máxima flexibilidad de tratamiento que se adapta a una variedad de pacientes y zonas de tratamiento.

Superficie suave

Esta terminación de placa extra suave posibilita:

- Una pérdida mínima de energía durante el suministro de ondas de ultrasonido entre el aplicador y la zona de tratamiento
- Una experiencia de tratamiento mejorada entre el profesional y el paciente

Fuente de energía ultrasónica inteligente

Con un control automático de frecuencia de resonancia, la frecuencia de onda de ultrasonido es monitoreada en forma continua y se corrige automáticamente para garantizar un desempeño preciso, efectivo y consistente en todo el tratamiento sin la necesidad de pausarlo.

“Gracias al uso conjunto de los aplicadores UltraSpeed y TuneFace al tratar zonas pequeñas, puedo utilizar dos tecnologías diferentes en forma muy efectiva y para diversas necesidades. La capacidad de alternar y combinar los dos aplicadores me ofrece más control, aun en zonas delicadas, y mejora en gran medida los resultados del tratamiento de mis pacientes”

Doctor Pablo Naranjo, Médico, Doctor en Medicina, Director Médico de Elite Laser Clinic & Laser Unit en Hospital Nisa, Madrid, España.

TuneFace: aprovechar la radiofrecuencia para el tensado de la piel

TuneFace es un aplicador de radiofrecuencia fijo de alta intensidad que presenta varias tecnologías clínicamente comprobadas:

Alma UniPolar

La tecnología patentada UniPolar posibilita un calentamiento profundo pero seguro de los tejidos en diversas profundidades de la piel. Suministra una energía de radiofrecuencia concentrada que llega a las capas más profundas de la piel sin incomodar a los pacientes.

Vacío asistido

El mecanismo de Vacío asistido optimiza la interfaz entre el aplicador y la zona de tratamiento, garantizando el suministro efectivo y seguro de la energía de radiofrecuencia hacia los tejidos con un enfriamiento mejorado en el contacto. Ofrece dos niveles de succión de vacío para adaptarse a diversos grados de delicadeza de piel en diferentes zonas de tratamiento.

Superficie de zafiro enfriada activa

El revestimiento de la placa de óxido de aluminio de zafiro permite el enfriamiento efectivo de la superficie de la piel para mantener la máxima comodidad y seguridad del paciente en todo el tratamiento.

Protocolos preestablecidos

El uso de protocolos de tratamiento predefinidos para zonas relevantes posibilita la operación sencilla y controlada, con mínimos riesgos de mal uso.

BENEFICIOS SINÉRGICOS



RESULTADOS MEJORADOS Y DURADEROS



RÁPIDO Y FÁCIL DE UTILIZAR



APLICADORES CONFIABLES Y ROBUSTOS



DISEÑO ERGONÓMICO



SELECTIVO Y CENTRADO



TIEMPO CORTO DE TRATAMIENTO: HASTA 25 MINUTOS COMBINADOS



SIN INSUMOS

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Núremberg, Alemania
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99

www.almalasers.com
info@almalasers.com

© 2018 Accent, Alma, el logotipo de Alma, Alma Lasers, Accent Prime, UniPolar, MiniSpeed, TuneFace son marcas o marcas registradas de Alma Lasers en Estados Unidos y/u otros países.

www.almaccentprime.com

CONTACTE CON
ALMA LASERS



PBAC19121701