

Alma Hybrid™

MASTER YOUR CRAFT





Presentamos Alma **Hybrid**[™]



Con un profundo aprecio por su arte, la precisión que requiere y los años de experiencia necesarios para dominarla verdaderamente, Alma creó la herramienta definitiva con el objetivo de garantizar que **cuenta con lo necesario para que todos los días logre una verdadera transformación que haga que las personas se sientan y se vean mejor.**

Alcanzar el equilibrio

Optimizada y ultramoderna, tanto en diseño como en capacidades, la elegante solución Alma Hybrid™ adopta un enfoque de vanguardia para abordar los tratamientos dermatológicos médicos y estéticos.

Basado en tecnología desarrollada internamente por nuestro equipo de innovación reconocido profesionalmente, Alma Hybrid™ es el **primer y único dispositivo de su tipo que reúne 3 energías poderosas**, en una combinación única que ofrece resultados incomparables, con un tiempo de inactividad significativamente reducido.

Al ofrecer opciones ilimitadas y el máximo control que va mucho más allá del láser fraccionado estándar, Alma Hybrid™ le permite determinar todos los aspectos del tratamiento para obtener un concepto completamente nuevo y **nunca antes visto en el rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de cicatrices**.

Existe una delgada línea entre la belleza natural y la belleza realizada. Nuestra misión es encontrar el equilibrio entre respetar y honrar la naturaleza, mientras ofrecemos mejoras que empoderan a las personas y las hacen sentir más felices y seguras.

El santo grial de los tratamientos estéticos es ofrecer el efecto máximo con un tiempo de inactividad mínimo. Con Alma Hybrid™, encontramos el equilibrio perfecto.





Una combinación ganadora

Diseñado para una amplia gama de tratamientos ablativos y no ablativos, Alma Hybrid™ combina el poder de 3 energías centrales, lo que crea un efecto sinérgico único.

CO₂ Láser CO₂: la combinación óptima del efecto ablativo, coagulativo y térmico para tratamientos con láser fraccionado o focalizado de alta precisión y eficacia.

1570 Láser de 1570 nm: un potente láser no ablativo que crea un efecto térmico que favorece la síntesis de nueva dermis, dejando la epidermis intacta.

IMPACT™ para la liberación transepidérmica (TED): nuestra tecnología de ultrasonido patentada crea una presión acústica que mejora la liberación transepidérmica de productos cosméticos en la piel a través de los microcanales creados por el láser CO₂.

Además de esta poderosa combinación, el software inteligente sirve como una herramienta que beneficia tanto al médico como al paciente al permitir una matriz de opciones, entre las que se incluyen, el tipo de piel, el área que se tratará y otros parámetros, y así garantizar que cada tratamiento sea totalmente personalizado para cada paciente.




Herramientas de un maestro artesano

HyGrid™: personalizado a la perfección


El elemento esencial de la plataforma Alma Hybrid™ es HyGrid™, una función exclusiva de Alma que garantiza que obtendrá el máximo beneficio del efecto de nuestra combinación única de tecnología.

Hasta ahora, los dispositivos láser médicos y estéticos del mercado han creado microcanales en la piel que son ablativos o no ablativos. Seguro, preciso y versátil, HyGrid™ le brinda el beneficio tanto del CO₂ como de los láseres de 1570 nm en un solo aplicador, lo que le permite programar a su medida la relación de ablación/no ablación de la piel, en una matriz de las proporciones precisas necesarias para equilibrar de manera óptima los resultados y el tiempo de inactividad de cada paciente, según sus necesidades personales.



CO₂ y láser adyacente de 1570 nm: histología ex vivo

Dado que ambas longitudes de onda del láser tienen su propio efecto óptimo en la piel, juntos, los tratamientos son altamente eficaces, adecuados incluso para los tipos de piel más oscura y con una baja densidad de ablación que minimiza el tiempo de inactividad.



Ejemplos de relaciones de láser personalizadas

● - Láser 1570 ● - Láser CO₂

Nuestros esfuerzos se centran en comprender los elementos que moldean la manera en que las personas viven hoy, sus necesidades diversas, sus deseos cambiantes. Con este entendimiento, creamos HyGrid™, que le permite crear un protocolo equilibrado que se adapte al tratamiento particular de cada cliente específico.

ProScan: herramientas de un maestro


ProScan: nuestro aplicador insignia

Con el objetivo de aprovechar plenamente las capacidades de HyGrid™, Alma creó el escáner ProScan automatizado y altamente avanzado. Al crear rayos láser enfocados, secuenciales, ultrarrápidos y alineados, el escáner ProScan es ligero y de diseño ergonómico, y tiene un efecto que es a la vez ablativo, coagulativo y térmico.

Además de un motor de escaneo galvanométrico y espejos, ProScan tiene una punta refrigerada para mejorar la seguridad del tratamiento y la comodidad del paciente. Al permitir una cobertura rápida de grandes áreas de superficie, el aplicador ofrece una variedad de diferentes formas y modos de escaneo para una personalización completa.

El revolucionario modo HyGrid me permite personalizar la proporción óptima entre tratamientos ablativos y no ablativos, y maximizar el efecto de cada láser. Esta función única garantiza que los tratamientos se adapten a las necesidades individuales de cada paciente, lo que genera mejores resultados. Considero que este es un paso adelante importante en términos de personalización de tratamientos con láser para la piel.

Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, jefe del Centro de Dermatología Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel





Una sola plataforma. Una multitud de tratamientos.

Una sola plataforma le permite ofrecer a los pacientes los tratamientos personalizados de rejuvenecimiento de la piel que desean, con un control completo del tiempo de recuperación para satisfacer las necesidades del paciente. La metodología innovadora de tratamiento de la piel empleada por Alma Hybrid™ engloba 3 elementos esenciales: la ablación óptima para la restauración perfecta, el efecto térmico profundo definitivo para la síntesis de colágeno nuevo y la regeneración de la dermis, y la liberación transepidérmica sin precedentes de los elementos esenciales para la piel.

3 tratamientos líderes de Alma Hybrid:

Hybrid Lift: tratamiento superrenovador

Este tratamiento, que combina lo mejor de la tecnología ablativa y térmica con la liberación mejorada de productos cosméticos, produce resultados incomparables y requiere un tiempo de inactividad relativamente corto. El patrón de escaneo único de los láseres de CO₂ y 1570 nm induce la contracción de la piel para mejorar las líneas finas y las arrugas profundas, al tiempo que el ultrasonido IMPACT™ mejora la liberación transepidérmica de productos cosméticos. ¿El resultado? Un tratamiento **durante el fin de semana** con resultados espectaculares que dejan la piel con un aspecto y una sensación más suave y juvenil.



Cortesía de la Dra. Sarah Boxley, Australia

CO₂ 1570 IMPACT **Hybrid OScar: tratamiento de cicatrices**

OScar es el tratamiento definitivo para la reparación de todo tipo de cicatrices, desde las derivadas del acné hasta los traumatismos y las cicatrices quirúrgicas. El éxito del tratamiento de las cicatrices depende de la penetración de los láseres en la capa de la dermis. Gracias a la combinación de CO₂ y a las longitudes de onda láser de 1570 nm, puede personalizar diferentes parámetros, como la profundidad de penetración, el ancho de coagulación y la densidad, a fin de personalizar el protocolo óptimo para cada cliente y en función del tipo de cicatriz que se está tratando. Al terminar el tratamiento con IMPACT™, logrará la penetración óptima del cosmético para mejorar el resultado general.



Antes



Después de
4 tratamientos

Cortesía del profesor Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, jefe del Centro de Dermatología Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel

1570 **SoftLift: tratamiento de rejuvenecimiento a la hora del almuerzo**

SoftLift proporciona una contracción de las líneas de expresión y las arrugas, y la reparación de diferentes lesiones cutáneas, como las cicatrices del acné, prácticamente sin tiempo de inactividad. Al crear un efecto térmico significativo, el poderoso láser no ablativo de 1570 nm promueve la neocolagénesis a la vez que deja la epidermis intacta. El tratamiento es adecuado para la cara, el cuello y el escote, y es seguro también para los tipos de piel más oscura*. SoftLift mejora la textura de la piel, logra un tono de piel más joven y reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas leves.

*Clínicamente comprobado para el tipo de piel II a V.



Antes



Después

Cortesía de la Dra. Pina Panchal, EE. UU.

**¡Logre la verdadera transformación,
una que hace que la gente se sienta y
luzca mejor, todos los días!**

Estamos muy orgullosos de lanzar Alma Hybrid, un avance sin precedentes para el rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de cicatrices. Esta innovadora solución ofrece a los médicos opciones ilimitadas, precisión incomparable y el máximo control de una amplia gama de tratamientos, al tiempo que aprovecha las capacidades sinérgicas de 3 fuentes de energía centrales para obtener resultados sobresalientes. Este es un hito para nosotros como empresa, así como para todos los profesionales médicos que lo utilizarán y para los pacientes que disfrutarán de sus notables resultados.

Lior Dayan, director ejecutivo de Alma



El cambio es un proceso natural, pero no siempre se produce como nos gustaría.
Es entonces cuando la tecnología de Alma nos devuelve el control.

Como líderes en el campo de la estética médica, permitimos a miles de médicos
ayudar a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables.

Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada
paciente. Le ofrecemos a usted experiencia clínica, servicio especializado y asesoramiento
de marketing, así como desarrollos tecnológicos innovadores: todo ello para crear un
sistema de asistencia integral en su beneficio.

En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los pacientes
esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento.

Nuestras soluciones a su alcance lo hacen posible.

Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg,
Alemania
Tel.: + 49 911/89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

Correo electrónico:
info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2023 Alma. Todos los derechos reservados.

Alma, su logotipo, Alma Hybrid y HyGrid son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Alma
en los Estados Unidos o en otros países.

PBAH02122001_05

COMUNÍQUESE CON ALMA

