

# Piel renovada. Definitivamente, Alma.

¿Creía que obtenía lo mejor con sus tratamientos de limpieza de la piel?

**Bueno, piénselo de nuevo...**

Le presentamos la hidrodermoabrasión **DermaClear de Alma**, una solución potente e increíble que le permite limpiar, hidratar y nutrir completamente el rostro de su paciente. Con los estándares de la más alta calidad y el alcance innovador de Alma, DermaClear funciona profundamente, pero a la vez, suavemente para limpiar y rejuvenecer la piel, dejándola fresca, limpia y hermosamente hidratada.

**DermaClear** es un equipo compacto con un tratamiento excepcional, que proporciona una solución imprescindible en el preproceso de preparación de la piel para muchos tratamientos de rejuvenecimiento facial. También brinda resultados maravillosos, como pretratamiento, para una amplia variedad de procedimientos cutáneos. Sin duda, es la plataforma más eficaz en el mercado actual.

El camino más claro  
**está más claro**  
que nunca.



## Alma GmbH

Brochure not for distribution in the US and Canada  
Nordostpark 100-102  
90411 Nuremberg, Alemania  
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0  
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

Correo electrónico:  
info@almalasers.com

[www.almalasers.com](http://www.almalasers.com)  
#almadermaclear

© 2020 Alma. Todos los derechos reservados. Alma, su logotipo y DermaClear son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Alma en Estados Unidos y en otros países.

PBDC25022001\_01



CONÉCTESE  
CON ALMA



## ¿Por qué DermaClear?



3 en 1: una solución sinérgica que limpia, nutre e hidrata profundamente



Distribución eficaz de soluciones en la piel



Punta única giratoria de silicona para una limpieza profunda y cobertura óptima



La solución ideal para descontaminar y detoxificar la piel



Un alto ROI, un riesgo mínimo



Tratamiento preláser de excelencia, para resultados mejorados



Calidad de Gold Standard de Alma

**DermaClear**  
El nuevo rostro de la piel fresca

3  
in 1

Avanzada plataforma  
de hidrodermoabrasión,  
3 en 1

**Alma**  
For You. For Life.

# ¡La limpieza y purificación de la piel en su **máxima expresión!**

Estudios demuestran que los contaminantes, toxinas y químicos del ambiente urbano pueden dañar la piel, como también el uso frecuente de los productos de maquillaje, en esta era del selfi, que bloquea y envejece a la piel. DermaClear tiene la solución. La plataforma funciona en 3 pasos y combina la calidad máxima de las soluciones determinadas en cada uno de ellos. La **punta** única **giratoria de 360 grados** y la posibilidad de succión potente de la plataforma permite un proceso de limpieza profunda y extracción de impurezas, a la vez que garantiza la penetración altamente eficaz de las soluciones en la piel.

La punta funciona en forma circular para una mejor y uniforme cobertura, lo cual conlleva a un proceso de limpieza más exhaustivo. Hecha de un material de silicona flexible, la punta es suave y se siente agradable en la piel. De forma simultánea, DermaClear aclara, suaviza y humecta inyectando en la piel los potentes nutrientes que la dejan limpia, hidratada y renovada. Este es un tratamiento extraordinariamente potente que refuerza y expande los servicios de su clínica, y le permite maximizar fácilmente el potencial de su negocio.

## Incrementa su ROI, **¡sin riesgos!**

Una solución única e innovadora en la restauración de la piel, DermaClear combina la exfoliación, limpieza, extracción e hidratación que permite la aplicación de tratamientos eficaces con resultados excelentes. Profunda pero suave, DermaClear logra simultáneamente exfoliar y rejuvenecer la piel, y brinda a los pacientes una experiencia relajante y restauradora. No hay tiempo de inactividad, incomodidad o irritación. Fácil de usar y mantener, con su funcionamiento sencillo e interfaz amigable, DermaClear se integra perfectamente y sin ningún esfuerzo a su clínica. Presentada por Alma, el proveedor líder a nivel mundial de las soluciones estéticas, DermaClear debe ser una herramienta imprescindible en cualquier clínica estética porque ofrece un alto retorno en la inversión, virtualmente sin riesgo.



El régimen de DermaClear:

## **3 pasos y soluciones**

### 01

#### **Extracción y aclaramiento**

Las células muertas de la piel se remueven para preparar la capa superior para la extracción. A través de este proceso, la piel queda limpia y fresca y expone una superficie de piel saludable.

**DermaClear EXFO:** en este paso se usa una solución exfoliante hidrosoluble que contiene alfa-hidroxiácido (AHA) para remover eficazmente las células muertas de la piel.

### 02

#### **Eliminación y limpieza**

La limpieza profunda, con succión, libera el polvo y la suciedad de las capas más profundas de la piel, removiéndola y dejándola limpia y óptima para que pueda absorber eficazmente la solución.

**DermaClear CLEANSE:** la solución que se usa en este proceso es el ácido salicílico (BHA) liposoluble. Actúa profundamente para remover la suciedad e impurezas desde la capa más profunda de la piel sin causar irritación.

### 03

#### **Condiciona e hidrata**

A través de la punta giratoria se suministra una solución nutritiva lo cual garantiza una penetración óptima en la piel. Esta solución protege, hidrata y prepara la piel para los varios tratamientos que se harán después.

**DermaClear HYDRATE:** para completar el procedimiento, en este paso se usa un suero nutritivo de esencia emoliente, el cual suministra un alto nivel de concentración de hidratación nutritiva y antioxidantes protectores en la piel limpia.

